


MediMix mini®

medCARE
MEDIZINTECHNIK VERTRIEBS Ges.m.b.H



- Hohe Abfüllgeschwindigkeit bis 220 ml pro Minute
- Leichtes Gehäuse aus einem Stück für hygienische Reinigung
- Individualprogramme wählbar (z.Bsp. für Sterilfiltration)
- Einfache intuitive Bedienung
- Optionale Verwendbarkeit für rationelle Mehrfachspritzenbefüllung
- Überall einsetzbar, wo Flüssigkeiten schnell und genau gemischt, umgefüllt oder abgefüllt werden müssen, z.Bsp.:

- Totale parenterale Ernährung (TPN)
- Befüllen von Elastomerpumpen
- Patientenspezifische Infusionen
- Chemotherapie, Antibiose
- Pädiatrische Dosierungen
- Spritzenbefüllung



Technische Daten:

Bezeichnung:	MediMixmini
Artikelnummer:	MF 4010
Hersteller:	IMF Impromediform Gmbh (Lüdenscheid/Deutschland)
Spritzenvolumen:	50 ml
Max. Förderrate:	220 ml/min
Eingabegenauigkeit:	1 ml-Schritte; optional 0,1 ml
Arbeitsbereich:	5 - 9999 ml
Dosiergenauigkeit:	kleiner als 1% bei Dosiervolumen über 10 ml kleiner als 3% bei Dosiervolumen von 5 bis 10 ml
Stromversorgung:	100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 25 VA
Gehäuse BxTxH:	280 x 205 x 50 mm
Platzbedarf BxTxH:	400 x 205 x 60 mm (inkl. aufgezogene Spritze)
Gewicht:	3,5 kg
Lärmemission:	kleiner als 60 dB(A)



Artikel-Nr.	Bezeichnung:
MF 4011	Transfersystem mit einer Zuleitung
MF 4012	Dosiersystem 2-fach
MF 4014	Pädiatrisches Dosiersystem 4 Zuleitungen
MFP 516	Überleitungs-Set PVC-frei
MFL 516	Überleitungs-Set Lichtschutz PVC-frei
MF 1605	Verbindungsleitung 15 cm
MF 1606	Verbindungsleitung 30 cm
MF 1660	Infusionsbeutel m. integriertem L/L 100 ml (PVC-frei)
MF 1661	Infusionsbeutel m. integriertem L/L 150 ml (PVC-frei)
MF 1663	Infusionsbeutel m. integriertem L/L 250 ml (PVC-frei)
MF 1664	Infusionsbeutel m. integriertem L/L 500 ml (PVC-frei)
MF 1665	Infusionsbeutel m. integriertem L/L 1000 ml (PVC-frei)
MF 1666	Infusionsbeutel m. integriertem L/L 3000 ml (PVC-frei)
MF 1667	Infusionsbeutel m. integriertem L/L 5000 ml (PVC-frei)

Alle Beutel auch in Lichtschutz erhältlich!

Diese Liste gibt nur einen kleinen Teil unseres Lieferprogrammes wieder.

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich direkt an uns.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

