

An
alle Anwender von Infusionsmischbeuteln
der Fa. IMPROMEDIFORM GmbH

Lüdenscheid, 29. August 2008

Infusionsmischbeutel: Haltbarkeit der eingefüllten Lösung

Alle unsere Infusionsmischbeutel werden im sterilen Zustand geliefert.
Nach dem Öffnen der Sterilverpackung ist die Haltbarkeit der eingefüllten Infusionslösung bzw. der
Medikamente ausschließlich von der Keimfreiheit des Abfüllvorgangs und der Haltbarkeit der
Infusionslösung bzw. der Medikamente selbst abhängig.
Der Infusionsbeutel beeinträchtigt die Haltbarkeit dieser Lösungen nicht.

IMPROMEDIFORM GmbH



Karl-Heinz Schneider
Qualitätssicherung

Gielster Stück 11
D - 58513 Lüdenscheid
Tel.: 0 23 51 - 55 06 10
Fax: 0 23 51 - 55 06 11

www.impromediform.de
info@impromediform.de

Sparkasse Lüdenscheid
BLZ 458 500 05, Konto-Nr. 100 040
Volksbank Lüdenscheid-Halver eG
BLZ 458 600 33, Konto-Nr. 85 999 000

Umsatzsteuer ID-Nr. DE 12 58 03 184
Steuernummer: 332 / 5751 / 1956
Geschäftsführer: Rolf Holthaus,
Marc Holthaus, Peter Esch, HRB 44 79

Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001: 2000